


BIOSAN,
Ул. Инженерная, 28
630090, Россия, Новосибирск
тел.: +7(383) 363-51-91, 363-22-40
факс: +7(383) 363-51-91



www.biosan-nsk.ru

ДНК маркер 100 п.н. (400x2)

Маркер с удвоенным содержанием материала в фрагменте 400 п.н.



ДНК маркер 100bp DNA Ladder (400x2) рекомендуется в качестве стандарта для оценки длины и количества двуцепочечных молекул ДНК размером от 100 до 1000 п.н. в агарозном геле. ДНК маркер получен с помощью направленного гидролиза плазмидной ДНК.

Длины фрагментов ДНК: 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400×2, 300, 200, 100

Концентрация 0.5 mg/ml

Условия хранения: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 5 mM EDTA.

Хранить при -20°C.

Кат.№	Название	Количество
MD-102250	ДНК маркер 100 п.н. (500x2)	250 мкг